

Testalgoritm för enkel ATP provtagning. Gäller för Clean-Trace™ ATP-mätare.
ATP-gränsvärden för Hygienklass 2 eller 3, Kvalitetsnivå 5 (SS 8760014).




Kritiska tagtytor (kontrollpunkter)
Utför ett ATP-test på en kontrollpunkt
(10 cm x 10 cm)

↓ Bedömning resultatutfall

- ATP ≤ 250 RLU per 100 cm²
- ATP 250 – 500 RLU per 100 cm²
- ATP > 500 RLU per 100 cm²

↓



©Hygiene Diagnostics AB

Vid frågor kontakta:

Frank Axelsson, frank@hygiene-diagnostics.se