








Vårdhygien



Tagytor, kvalitetsnivå 5 (högsta)

Resultat med övre och under gränsvärde	ATP-mängd enligt SS 8760014 (femtamol/100 cm ²)	Motsvarande för Clean-Trace ATP-mätare (Relativa ljusenheter RLU)	Exempel symbol
Godkänt	< 25	≤ 250 RLU	
Godkänt med anmärkning	25-50	251-500 RLU	
Ej godkänt	> 50	> 500 RLU	

Resultat med övre gränsvärde	ATP-mängd enligt SS 8760014 (femtamol/100 cm ²)	Motsvarande för Clean-Trace ATP-mätare (Relativa ljusenheter RLU)	Exempel symbol
Godkänt	≤ 50	≤ 500 RLU	
Ej godkänt	> 50	> 500 RLU	




Tagytor, kvalitetsnivå 4


Resultat med övre och under gränsvärde	ATP-mängd enligt SS 8760014 (femtamol/100 cm ²)	Motsvarande för Clean-Trace ATP-mätare (Relativa ljusenheter RLU)	Exempel symbol
Godkänt	< 50	≤ 500 RLU	
Godkänt med anmärkning	50-100	501-1000 RLU	
Ej godkänt	> 100	> 1000 RLU	

Resultat med övre gränsvärde	ATP-mängd enligt SS 8760014 (femtamol/100 cm ²)	Motsvarande för Clean-Trace ATP-mätare (Relativa ljusenheter RLU)	Exempel symbol
Godkänt	≤ 100	≤ 1 000 RLU	
Ej godkänt	> 100	> 1 000 RLU	

Livsmedelshygien

Kontaktytor livsmedel

Resultat med övre och under gränsvärde	Rekommenderat värde (femtamol/100 cm ²)	Rekommenderat värde Clean-Trace ATP-mätare (Relativa ljusenheter RLU)	Exempel symbol
Godkänt	<15	≤ 150 RLU	
Godkänt med anmärkning	15-30	151-300 RLU	
Ej godkänt	> 30	> 300 RLU	

Resultat med övre gränsvärde	Rekommenderat värde (femtamol/100 cm ²)	Rekommenderat värde Clean-Trace ATP-mätare (Relativa ljusenheter RLU)	Exempel symbol
Godkänt	≤ 30	≤ 300 RLU	
Ej godkänt	> 30	> 300 RLU	