



Science.
Applied to Life.™

Bioluminiscens. Används för hygienkontroll.

3M™ Clean-Trace™-systemet för hygienövervakning och hygienhantering



Redo när du är redo.


3M™ Clean-Trace™ ATP-test

Du har inte tid med ineffektiv testning – du behöver gå in, ta ditt prov och gå ut. Clean-Trace ATP-testen har en intuitiv design som gör dem enkla att använda och hantera, med en lång, böjbar utformning så att du även kan nå fram till svåråtkomliga ytor. De mjuka, bärbara svabbarna är lätta att aktivera med en hand.

Svabbarna är "mjuka" så de hjälper dig kontrollera svåråtkomliga ytor

Enkel att aktivera för ökad effektivitet

Förfuktad och klar att använda – det är bara att greppa och sätta igång



Hygienövervakningen har en ny hjälte.



3M™ Clean-Trace™ luminometer

Clean-Trace luminometer, som nyligen fått en ny utformning, är enklare att använda, ger snabbare resultat och är lätt att hantera med en hand. Den ergonomiska utformningen gör testningen enkel och minimerar utbildningstid och kostnader. Med en högre grad av repeterbarhet och den lägsta variabiliteten inom branschen får du exakta resultat som du kan lita på.

Enkel hantering med en hand så att du kan utföra flera uppgifter samtidigt

Trådlösa funktioner med Bluetooth®-teknik

Ny ergonomisk utformning gör den bekväm att hålla i



Kraftfull. Flexibel. Oumbärlig.

3M™ Clean-Trace™-programvaran för hygienhantering

Slösa ingen tid på att söka efter rapporter. Clean-Trace-programvaran för hygienhantering har en instrumentpanel med ny utformning så att du snabbt och enkelt kan skapa, lagra och hämta rapporter. Den omvandlar data till information för att hjälpa dig identifiera grundorsaker och snabbt vidta åtgärder. Den är nu ännu enklare att använda och mer intuitiv med praktiska trådlösa funktioner och nätverksfunktioner. Använd dina data för att identifiera arbetsplatstrender, optimera produktiviteten och ge mervärde till processen.

Data som arbetar för dig.

Data är bara data – tills den förenklas, anpassas och presenteras som information som hjälper dig fatta bättre, mer informerade beslut. Med Clean-Trace-programvaran för hygienhantering kan du snabbt avgöra exakt var ett renhetsproblem har inträffat och åtgärda det. Hitta problemområden eller förutsäg var problem skulle kunna uppstå. Få en mer enhetlig rengöring och kontroll och se till att rengöringen blir rätt genomförd vid första försöket, så att driftstoppen blir färre och du får en snabbare avkastning på produktionen. Var proaktiv och förebygg små problem innan de blir stora.




- ▶ Intuitiv, användarvänlig programvara som optimerar produktiviteten
- ▶ Instrumentpanel med ny utformning som sammanställer information
- ▶ Trådlös dataöverföring som effektiviserar arbetet
- ▶ Automatiserad dataöverföring, rapportgenerering och leverans

Testet som ser under ytan.

När människor är beroende av dig för att identifiera och hantera risker behöver du exakt information. För att du tryggt ska kunna fatta dessa högriskbeslut behövs mer än en visuell bedömning. Du behöver snabbare resultat än mikrobiologiska test kan ge. Du behöver ett tillförlitligt, komplett system som hjälper till att hantera hygienövervakningen – så att du kan fatta beslut och hålla verksamheten igång.

	Visuell bedömning	Mikrobiologiskt test	ATP-test
Snabbt	+	-	+
Känsligt	-	+	+
Kvantitativt	-	+	+
Detekterar produktrester	+	-	+
Enkelt	+	-	+

Mikrober och produktrester innehåller adenosintrifosfat (ATP), en indikator på biologiska rester som enkelt kan detekteras för snabb mätning av renhet. Och till skillnad från andra metoder är ATP-testning snabb, känslig, kvantitativ, effektiv och enkel.



Stöd du kan räkna med.

Att försäkra sig om att maten som produceras är säker för konsumenterna är ett stort ansvar – men inte något du behöver göra ensam. Vi har personal som kan ge dig support lokalt genom att ge teknisk hjälp och utmärkt service. Det är vårt jobb att hjälpa dig minska riskerna och förbättra verksamheten – för varje parti, varje skift, varje dag.

Om du vill veta mer om hur 3M™ Clean-Trace™-systemet för hygienövervakning och hygienhantering kan hjälpa dig skydda ditt varumärke och din verksamhet kan du kontakta närmaste 3M-representant eller besöka 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.



3M Svenska AB avd. Food Safety
Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Telefon: 08-92 22 50

Beställningsinformation

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ luminometer och programvara för trendanalys*

Produktnr	Beskrivning
LM1	1 st.

* Dator ingår inte.

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ ATP-yttest

Produktnr	Beskrivning
UXL100	100/förpackning

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ vatten plus – totalt ATP-test

Produktnr	Beskrivning
AQT200	100/förpackning

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ vattenfritt ATP-test

Produktnr	Beskrivning
AQF100	100/förpackning



emeafoodsafety@mmm.com

www.3m.no/food

© 3M 2016. Med ensamrätt. 3M och Clean-Trace är varumärken som tillhör företaget 3M. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av 3M sker under licens.

70-2011-5084-7 EMEA