

Egenkontroll med ATP-mätning

Detta protokoll används för att dokumentera och följa upp rengöring genom ATP-mätningar. Syftet är att säkerställa god hygienstandard, förebygga smittspridning och uppfylla verksamhetens krav på egenkontroll.

Instruktion

- ATP-mätningar för egenkontroll utförs efter städning på synligt rena ytor. Notera alltid plats, tidpunkt för städningen, kontrollant och tidpunkt för mätningen.
- Följ angivna kontrollpunkter i testprotokollet. En kontrollpunkt utgör en representativ hygienkritisk yta. Ytor som kontrolleras bör vara torra, släta och gjorda av icke absorberande material (stål, trä, glas, plast).
- Utför mätning enligt gällande instruktioner för ATP-instrument.
Svabba yta på 10 cm x 10 cm med en sicksack rörelse, rotera svabben samtidigt. Om en mindre yta svabbas – minska gränsvärdet proportionerligt eller beräkna ATP/cm².
- Dokumentera resultat och åtgärder vid behov.
Omtest kan behövas ibland t.ex. om något blivit fel vid provtagningen. Om inget omtest görs stryk över eller skriv NA.

Resultatklassning

Följande vårdhygieniska gränsvärden per 100 cm² (i.e. provtagningsyta 10 cm x 10 cm) rekommenderas enligt SS-8760014, bilaga E, **omräknat för Clean-trace ATP-mätare**:

ATP-gränsvärden	Resultatklassning	Resultat
0 – 250 RLU	Godkänt	Rengöring uppfyller kraven
251 – 500 RLU	Gränsfall	Uppföljning rekommenderas
> 500 RLU	Ej godkänt	Åtgärder krävs

Följande gränsvärden per 100 cm² rekommenderas för kritiska kontaktytor vid livsmedelshantering:

ATP-gränsvärden	Resultatklassning	Resultat
0 – 150 RLU	Godkänt	Rengöring uppfyller kraven
151 – 300 RLU	Gränsfall	Uppföljning rekommenderas
> 300 RLU	Ej godkänt	Åtgärder krävs

Testprotokoll

Verksamhet/Plats:	Städning utförd datum/tid:
Ansvarig/Kontrollant:	Mätning utförd datum/tid:

Nr	Kontrollpunkt	ATP test (RLU-värde)	ATP omtest (RLU-värde)	Resultat	Kommentar
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	
				☐ Godkänt ☐ Gränsfall ☐ Ej godkänt	